

Camilla de emergencia en polietileno con inmovilizador de cabeza

Resistencia, ligereza y seguridad para el traslado en situaciones de emergencia.



DESCRIPCIÓN

Camilla rígida fabricada en **polietileno de alta densidad (HDPE)**, diseñada para apoyar la movilización, inmovilización y traslado de personas en situaciones de emergencia, rescate y atención prehospitalaria. Su estructura es resistente, liviana, impermeable y de fácil limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Camilla rígida de emergencia
Material	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Dimensiones	184 cm x 42 cm
Peso aproximado	5,5 kg
Capacidad de carga	150 kg aproximadamente
Puntos de agarre	12 orificios
Superficie	Rígida, lisa, impermeable y lavable
Radiotransparencia	Apta para toma de rayos X
Flotabilidad	Sí, para una persona
Compatibilidad	Sistemas de sujeción e inmovilización

LIVIANA

5,5 kg

RESISTENTE

150 kg

IMPERMEABLE

HDPE

FLOTANTE

1 persona

RAYOS X

Radiotransparente

Nota técnica: dimensiones **184 x 42 cm** confirmadas para esta referencia. Las demás especificaciones se basan en la ficha técnica disponible del producto.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN



Incluye



Inmovilizador
de cabeza



Arnés tipo araña
Reflectivo y con señalización

- Inmovilizador de cabeza
- Arnés tipo araña reflectivo y señalizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Estructura rígida y resistente para movilización.
- 12 puntos de agarre para transporte y sujeción.
- Superficie impermeable a líquidos y fluidos corporales.
- Fácil de limpiar y descontaminar.
- Material radiotransparente para toma de rayos X.
- Diseño flotante para aplicaciones de rescate acuático.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Brigadas de emergencia
- Empresas e instalaciones industriales
- Equipos de rescate
- Ambulancias y atención prehospitalaria
- Instituciones educativas y deportivas
- Piscinas y zonas de rescate acuático
- Centros comerciales y establecimientos de alta afluencia

RECOMENDACIONES DE USO

- Verificar el estado general de la camilla antes de cada uso.
- Usar por personal capacitado y de acuerdo con los protocolos de emergencia aplicables.
- No superar la capacidad de carga aproximada de 150 kg.
- Asegurar correctamente el arnés y los elementos de inmovilización.
- Limpiar y desinfectar con productos compatibles con el material.

IMPORTANTE

La camilla es un equipo de apoyo para movilización y traslado. La selección de accesorios, técnicas de inmovilización y procedimientos de rescate debe realizarse de acuerdo con la evaluación del riesgo, el protocolo aplicable y personal debidamente capacitado.

INVERCRISAN - Inversiones Crisan S.A.S.

Tel. 601 926 1097 | Cel. 310 865 5377 / 320 971 8203 | ventas.invercrisan@gmail.com